






<p><b>Instructions for Use</b> </p> <p><b>Name:</b> Cohesive Bandages  <b>Intend Use:</b> Cohesive bandage is intended for use as an elastic wrap to provide compression or support, or to secure dressings or devices.</p> <p> <b>Cautions:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cohesive bandage will not slip or loosen after application. DO NOT wrap too tightly to avoid impairing circulation and causing serious injury. The risk of impaired circulation is higher for children.</li> <li>Monitor area frequently (no less than every 24 hours) for signs of swelling, discoloration, pain, numbness, tingling, or other changes in sensation. If these symptoms occur, remove wrap immediately and contact your health care provider.</li> <li>DO NOT place cohesive bandage in direct contact with an open wound because it may lead to infection.</li> </ol> <p><b>Duration:</b> No more than 48 hours.</p> <p><b>Instruction for Use:</b> Unwind about 12" from the roll and allow the wrap and overlap. Then apply bandage at about 50% stretch. Release the tension on the last 2"-3". Press bandage end firmly against underlying wrap.</p> <p><b>Storage:</b> This product should be stored at room temperature. Avoid excessive heat and humidity. For best performance, store cohesive bandage in its individual package until use.</p> <p><b>Shelf life:</b> 3 years</p> <p><b>IMPORTED &amp; DISTRIBUTED BY:</b> ACME UNITED EUROPE GMBH JUNKERSTR. 13-15, 42699 SOLINGEN</p> <p><b>Manufacturer Information</b>   ANJI HENGFENG SANITARY  MATERIAL CO., LTD.   ANCHENG, DIPU TOWN 313300  0197 ANJI COUNTY, ZHEJIANG CHINA</p> <p> Caretechion GmbH  Niederrheinstr. 71, 40474 Düsseldorf, Germany</p>	<p>Manual de instrucciones  Nombre: Vendas cohesivas  Usado previsto: La venda cohesiva está destinada al uso como envoltura elástica para proporcionar compresión o soporte, o para fijar apósitos o aparatos.</p> <p>Precauciones:  La venda cohesiva no se deslizará ni aflojará tras su colocación. NO la apriete demasiado para evitar impedir la circulación y causar lesiones graves. El riesgo de impedir la circulación es mayor en los niños.  Compruebe con frecuencia (como mínimo cada 24 horas) que la zona no presente signos de hinchazón, decoloración, dolor, entumecimiento, hormigueo u otros cambios en la sensibilidad. Si aparecen estos síntomas, retire la venda de inmediato y póngase en contacto con el médico.  NO coloque la venda cohesiva en contacto directo con una herida abierta, ya que esto puede provocar una infección.</p> <p>Tiempo de aplicación: como máximo 48 horas.</p> <p>Instrucciones de uso: Desenrolle unos 30 cm de la venda y deje que el extremo de la envoltura se solape. Después, coloque la venda estirándola aproximadamente al 50 % de su capacidad. Afije la tensión en los últimos 5 cm. Presione firmemente el extremo de la venda contra la parte que ya esté colocada debajo.</p> <p>Almacenamiento: Este producto debe guardarse en un lugar a temperatura ambiente. Evite lugares con calor y humedad excesivos. Para un mejor rendimiento, guarde la venda cohesiva en su envase hasta que tenga que utilizarla.  Vida útil: 3 años</p>	<p>Mode d'emploi  Nom : Bandes cohésives  Utilisation prévue : La bande cohésive est destinée à être utilisée en tant que bandage élastique pour assurer une compression ou un soutien, ou pour maintenir des pansements ou dispositifs.</p> <p>Mises en garde :  La bande cohésive ne glisse pas et ne se détend pas après son application. NE l'enroulez PAS trop serrée afin d'éviter de perturber la circulation et de provoquer de graves blessures. Le risque de perturber la circulation est plus élevé chez les enfants.  Surveillez fréquemment la zone (une fois par 24 heures au moins) pour voir s'il y a des signes de gonflement, de décoloration, de douleur, d'engourdissement, de picotements ou d'autres changements de sensation. Si ces symptômes apparaissent, retirez immédiatement le bandage et prenez contact avec votre prestataire de soins de santé.  NE placez PAS la bande cohésive en contact direct avec une plaie ouverte, car ceci pourrait provoquer une infection.</p> <p>Durée : pas plus de 48 heures.  Mode d'emploi : Déroulez environ 30 cm du rouleau et laissez l'extrémité du bandage chevaucher. Appliquez ensuite la bande en l'étirant de 50 % environ. Relâchez la tension sur les 5 à 8 derniers centimètres. Appuyez fermement l'extrémité de la bande contre le bandage sous-jacent.</p> <p>Rangement : Ce produit doit être rangé à la température ambiante. Évitez tout excès de chaleur et d'humidité. Pour assurer les meilleures performances, rangez la bande cohésive dans son emballage individuel jusqu'à son utilisation.  Durée de conservation : 3 ans</p>	<p>Gebruiksaanwijzing  Naam: Cohesief verband  Beoogd gebruik: Cohesief verband is bedoeld voor gebruik als elastische zwachtel om compressie of steun te bieden, of om wondverbanden of hulpmiddelen vast te zetten.</p> <p>Waarschuwingen:  Cohesief verband zal na het aanbrengen niet verschuiven of losraken. NIET te strak aanleggen om te voorkomen dat de bloedsomloop wordt belemmerd en ernstig letsel wordt veroorzaakt. Het risico van verminderde circulatie is hoger bij kinderen.  Controleer het gebied regelmatig (minstens elke 24 uur) op tekenen van swelling, verkleuring, pijn, gevoelloosheid, tintelingen of andere veranderingen in het gevoel. Als deze symptomen optreden, moet u de zwachtel onmiddellijk verwijderen en contact opnemen met uw arts.  Plaats cohesief verband NIET in direct contact met een open wond, omdat dit tot infectie kan leiden.</p> <p>Gebruiksduur: niet langer dan 48 uur.</p> <p>Gebruiksaanwijzing: Wikkel ca. 30 cm van de rol af en laat het uiteinde overlappen. Leg het verband dan aan met ongeveer 50% rek. Laat de spanning los op de laatste 5 – 7,5 cm. Druk het uiteinde van de zwachtel stevig tegen de onderliggende slagen.</p> <p>Bewaarinstructies: Bewaar het product bij kamertemperatuur. Vermijd overmatige hitte en vochtigheid. Voor de beste resultaten moet de cohesieve zwachtel tot gebruik in de individuele verpakking worden bewaard.  Houdbaarheid: 3 jaar</p>
---	--	---	---

<p><b>COHESIVE BANDAGE GUIDE</b></p> <p>English  Deutsch  Espanol  Francais  Italiano  Nederlands</p> <p>ACME UNITED EUROPE GMBH  ADD: JUNKERSTR.13-15,42699 SOLINGEN</p>	<p>Non-woven Cohesive Bandages are composed of non-woven fabrics with natural rubber. It's widely used due to its characters that it's self-adhesive, breathable and comfortable, with no hand sticky feeling, no conglutination with fur or hair, no toxic effect and stimulation to the skin. It can be easily separated, tore and used.</p> <p>Features and Benefits</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Self-adhering; no need for fasteners or clips</li> <li>Ideal for holding dressings in place without use of adhesives</li> <li>Intended for use on delicate or traumatized skin when tape cannot be used</li> <li>Provides light compression and soft tissue support for minor strains and sprains</li> <li>Designed to maintain original size; resists shrinkage</li> <li>Easily conforms to the body's natural contours and movements</li> <li>Available in tan and multi-colors</li> </ul> <p>How to Use:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Clean and dry the area needing bandaging.</li> <li>Gently wrap the self-adhesive bandage around the injured or supported area, ensuring it is neither too tight nor too loose.</li> <li>Trim the bandage with scissors as needed.</li> <li>Finish by gently pressing the bandage with fingers to ensure secure adhesion.</li> </ol> <p>Applications:</p> <p>Rehabilitation Therapy: Aids in rehabilitation by providing support and stability to injured areas.</p> <p>Sports Injuries: Suitable for immobilizing and supporting mild injuries, sprains, and strains during sports activities.</p> <p>Daily Protection: Can be used to protect injured areas from external irritations and prevent re-injury.</p> <p>Veterinary Care: Cohesive bandages are also used in veterinary medicine for similar purposes as in human medicine. They can be used to secure wound dressings on animals or to provide support and compression for injured limbs.</p> <p>Tattoo Grip Enhancement: The bandage provides a non-slip surface, improving the grip of the tattoo artist on the machine during the tattooing process, especially when hands may become sweaty.</p>	<p>Gebrauchsanweisung  Name: Kohäsionsverband  Verwendungszweck: Der elastische Verband dient der Kompression, Unterstützung oder Sicherung von Verbänden oder von medizinischen Hilfsmitteln.</p> <p>Achtung:  Der Verband rutscht nach dem Auftragen nicht ab und lockert sich nicht. Er sollte daher NICHT ZU FEST gewickelt werden, damit die Durchblutung nicht beeinträchtigt wird und damit schwere Verletzungen vermieden werden. Das Risiko einer Durchblutungsstörung ist bei Kindern höher.</p> <p>Überprüfen Sie den bandagierten Bereich häufig (mindestens alle 24 Stunden) auf Anzeichen von Schwellungen, Verfärbungen, Schmerzen, Taubheitsgefühl, Kribbeln oder andere Gefühlsveränderungen. Sollten solche Symptome auftreten, entfernen Sie den Verband sofort und kontaktieren Sie Ihren Arzt.  Legen Sie den Verband NIE direkt über einer offenen Wunde an, da dies zu Infektionen führen kann.</p> <p>Anwendungsdauer: Maximal 48 Stunden.</p> <p>Gebrauchsanweisung:  Ungefähr 30 cm abrollen und das Ende leicht umfallen. Verband mit ungefähr 50 % Zug anbringen. Die letzten fünf bis sieben Zentimeter ohne Zug wickeln. Verbandsende gut gegen die unterliegenden Wickellagen drücken.  Aufbewahrung:  Dieses Produkt sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Starke Hitze und Feuchtigkeit sind zu vermeiden. Idealerweise wird der Kohäsionsverband bis zum Gebrauch in seiner Einzelverpackung aufbewahrt.  Haltbarkeit:  Drei Jahre</p>	<p>Istruzioni per l'uso  Nome: bendaggi coesivi  Usato previsto: il bendaggio coesivo viene utilizzato come benda elastica per fornire supporto o compressione, oppure per fissare fasciature o dispositivi.</p> <p>Attenzione:  Il bendaggio coesivo non scivola né si allenta dopo l'applicazione. NON avvolgere il bendaggio troppo strettamente per evitare di ostacolare la circolazione e causare così lesioni gravi. Il rischio di ostacolare la circolazione è maggiore nei bambini.  Controllare frequentemente la zona interessata (almeno ogni 24 ore) in modo da individuare tempestivamente eventuali rigonfiamenti, macchie, sensazioni di dolore, torpore, formicolio, ecc. Se si verificano questi sintomi, rimuovere immediatamente il bendaggio e contattare il proprio medico.  NON utilizzare il bendaggio coesivo a contatto diretto con ferite aperte in quanto ciò può dare origine a infezioni.</p> <p>Durata: max 48 ore.  Istruzioni per l'uso: srotolare il bendaggio per circa 30 cm e avvolgerlo sovrapponendone l'estremità. Dopodiché applicare il bendaggio tendendolo in modo che la sua lunghezza aumenti del 50% circa. Rilasciare la tensione in corrispondenza degli ultimi 5-8 cm. Comprimerne bene l'estremità del bendaggio sugli strati sottostanti.  Conservazione: conservare il prodotto a temperatura ambiente. Evitare il calore e l'umidità eccessivi. Per i migliori risultati, conservare il bendaggio coesivo nella propria confezione fino all'utilizzo.  Durata di conservazione: 3 anni</p>
---	---	---	--

11cm

8cm